



EpiGel

28166

Användningsområden/Indikationer

Lateral och/eller medial epikondylit (s.k.tennis- och golfarmbåge). Denna produkt är avsedd för lindriga och tillfälliga besvär av s.k. tennis/golfarmbåge. Bandaget avlastar muskelfästet genom ett lätt tryck på underarmsmuskulaturen.

Kontraindikationer

Ödem, svullnad.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal

Varning

Skall inte användas nattetid. Används inte direkt på öppna sår. Skall användas på torr hud. Använd inte krämer under bandaget. Se till att bandaget inte spänns

åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Nylon, Foam, Polyester

Tvättinstruktion


Fäst alla kardborrband i materialet och tag av den blå pelotten före tvätt. Maskintvätta på skontvätt 40° med ett mildt tvättmedel utan blekmedel. Plantorka. Pelotten kan torkas av med en fuktig duk.

Vid frågor

Om problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren och inköpsstället.



Instruktion



1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador.
2. Lägg bandaget på en bordsyta med öppningen uppåt (bandet skall vara öppet).
3. Placera underarmens bredaste punkt på bandaget, ca 5 cm nedanför armbågen, (handflatan skall vara vänd uppåt). Placera den avtagbara blå pelotten nedanför smärtpunkten.
4. Slappna av i musklerna och fäst bandet. Kontrollera kuddarnas placering enligt punkt 3. Kontrollera att bandaget sitter stadigt utan att hindra blodflödet.
5. Rör handleden upp och ner och känn efter att bandaget får kontakt med musklerna.
6. Efterjustera placering vid behov.

Læs disse instruktioner nøje inden anvendelse!

Anvendelsesområde/Indikationer

Lateral og/eller medial epikondylit (såkaldt tennis- og golfalbue).

Dette produkt er beregnet til milde tilfældige gener i forbindelse med tennis/golfalbue. Bandagen aflaster muskelfæstet ved et let tryk på underarmsmuskulaturen).

Kontraindikationer

Ødem, hævelse.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Skal ikke anvendes om natten. Advarsel
Anvendes ikke direkte på åbne sår. Skal anvendes på tør hud. Anvend ikke cremer under bandagen. Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen

former for irritation eller hudproblemer i forbindelse med brugen af bandagen, skal du straks tage bandagen af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation

Nylon, Foam og Polyester.

Vaskeinstruktion


Luk alle velcrobånd i materialet og tag den blå pelotte ud inden vask. Maskinvask på skånevask 40°, med et mildt vaskemiddel uden blegemidler. Liggetørring. Pelotten kan aftørres med en fugtig klud.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål med anvendelse af bandagen, skal du kontakte din forhandler eller den person der har udleveret bandagen til dig.



Instruktion



1. Kontroller at produktet er helt og fri for skader.
2. Læg bandagen på en bordplade med åbningen opad.
3. Placer underarmens bredeste punkt på bandagen, ca. 5 cm nedenfor albuen (håndfladen skal vende opad). Placer den udtagelige blå pelotte nedenfor smertepunktet.
4. Slap af i musklerne og luk båndet. Kontroller pudernes placering i henhold til punkt 3. Kontroller at bandagen sidder fast uden at hindre blodgennemstrømningen.
5. Bevæg håndledet op og ned og mærk efter om bandagen får kontakt med musklerne.
6. Efterjuster placeringen ved behov.

Käyttöalueet/indikaatiot

Lateraalinen ja/tai mediaalinen epikondyliitti (nk. tennis- ja golfkynnärpää). Tuote on tarkoitettu lieviin ja tilapäisiin tennis/golfkynnärpää vaivoihin. Tuki lievittää rasitusta lihasten kiinnityskohdassa antamalla kevyen puristuksen kynnärvarressa.

Kontraindikaatiot

Ödeema, turvotus

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitukset

Tuotetta ei tule käyttää yöllä. Älä aseta tukea avonaisen haavan päälle. Aseta tuki kuivalle iholle. Älä käytä voiteita tuen alla.

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Pesuohteet


Sulje kaikki tarranauhut ja poista sininen pelotti ennen pesua. Hienopesu koneessa 40°C asteessa. Käytä mietoa pesuainetta, joka ei sisällä valkaisuainetta. Kuivaa tasaisella alustalla. Pelotti voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä.

Kysyttävää

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.



Sovitusohjeet



1. Tarkista, että tuote on ehjä.
2. Avaa tuki ja aseta se pöydälle sisäpuoli ylöspäin.
3. Aseta kynnärvarren levein kohta (noin 5 cm kynnärpään alapuolella) tuen päälle kämmenpuoli ylöspäin. Aseta sininen pelotti kipupisteen alapuolelle.
4. Rentouta lihakset ja kiinnitä tuki. Tarkista, että tyynyt sijaitsevat kuvan 3 osoittamalla kohdalla. Tarkista, että tuki istuu tukevasti ilman, että se kuitenkaan ehkäisee verenkiertoa.
5. Liikuta rannetta ylös ja alas, niin että tunnet lihastyöskentelyn tuen alla.
6. Säädä tukea tarvittaessa.

Bruksområder/ Indikasjoner

Lateral og/eller medial epikondylitt (såkalt tennis- og golfalbue). Dette produktet er beregnet for lette og tilfeldige plager av tennis-/golfalbue. Ortosen avlaster muskelfestet ved hjelp av et lett trykk på underarmsmuskulaturen.

Kontraindikasjoner

Ødem eller hevelser.

Justering

Endringer på dette produktet må kun gjøres av fagkyndig personale.

Advarsel

Skal ikke brukes om natten. Ikke bruk direkte på åpne sår. Skal brukes på tørr hud. Ikke bruk krem/lotion under ortosen. Pass på at ortosen ikke strammes til for

hardt. Om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer, ta umiddelbart av ortosen. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon


Nylon, foam og polyester.

Vaskeinstruksjon

Fest alle borrelåsene i materialet, og ta av den blå innleggsputen før vask. Finvask i maskin på 40°C i mild såpe uten tilsatt blekemiddel. Tørkes flatt. Innleggsputen kan tørkes av med en fuktig klut.

Ved spørsmål

Om det oppstår problemer, ta av ortosen og kontakt tilpasseren og stedet du kjøpte/fikk ortosen.

**Instruksjon**

1. Kontroller at produktet er helt og uten skader.
2. Legg ortosen på en bordplate med åpningen oppover (båndet skal være åpent).
3. Plasser underarmens bredeste punkt på ortosen, ca 5 cm nedenfor albuen, (håndflaten skal vende oppover). Plasser den avtagbare blå innleggsputen nedenfor smertepunktet.
4. Slapp av i musklene og fest båndet. Kontroller at ortosen sitter stødig uten å hindre blodsirkulasjonen.
5. Beveg håndleddet opp og ned og kjenn etter at ortosen får kontakt med musklene.
6. Etterjuster plasseringen ved behov.



Med Spec Item No.	Size	CM
223410	One size	20-35 cm



Medical Specialties, Inc.

4600-K Lebanon Rd.

Charlotte, NC 28227

p: 800-334-4143 f: 800-694-9060

p: 704-694-2434 f: 704-694-9060

e-mail: request@medspec.com

www.medspec.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

Importör & Distributör Skandinavien:
Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01

CAMP[®]
SCANDINAVIA

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no